

## 介護ベッド用手すりに関する事故発生事例

平成 20 年 11 月 経済産業省公表

### 製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生 都道府県	備考
A200800837	平成 20 年 11 月 8 日	平成 20 年 11 月 19 日	介護ベッド 用手すり	KA-089	パラマウントベッド 株式会社	死亡 1 名	当該製品の固定レバー部に衣服の襟が引っかかり、窒息状態となり、その後入院先で死亡した。 固定レバーがロック解除の状態になっていたが、固定レバーの状態との因果関係も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	